

MATÉRIAU POUR EMPREINTE POUR L'OCCLUSION
Matériaux pour empreintes polysiloxane de vinyle

1-800-667-9622
www.synca.com

Assemblé aux U.S.A.

Synca Marketing Inc.
337 Marion, Le Gardeur,
QC, Canada, J5Z 4W8

Pour une utilisation exclusive dans le domaine dentaire par un personnel spécialisé.

Description du produit:

FiT!® Fast Bite diffère des autres matériaux pour empreinte pour l'occlusion. En effet, lorsqu'il sort de l'embout-mélangeur, il est très léger et n'offrira aucune interférence ni aucune résistance, au moment de l'occlusion. De plus, une fois pris en bouche, il est plus dur qu'un «putty» traditionnel (dureté «Shore»: 80), ce qui le rend facile à tailler, puis à utiliser en laboratoire.

Empreinte préocclusale:

Vérifiez la relation centrique en ouvrant et fermant la bouche du patient à plusieurs reprises. Une fois que vous êtes satisfait de l'occlusion du patient, indiquez-lui de fermer la bouche en appliquant une pression. Injectez FiT! Fast Bite de façon à ce que le matériau atteigne la cavité linguale. FiT! Fast Bite a un temps de travail minimum de 30 secondes.

FiT! Fast Bite a un maximum de temps de prise 1:30 min. (du début du mélange)

Technique traditionnelle de matériau pour empreinte pour l'occlusion:

1. Injectez FiT! Fast Bite dans les surfaces occlusales du patient. Une couche d'environ 5mm est généralement suffisante. N'injectez pas le matériau pendant plus de 30 secondes.
2. Indiquez à votre patient de fermer doucement la bouche dans la position désirée. En raison de la nature thixotrope du matériau, FiT! Fast Bite n'offre aucune résistance lors de la fermeture de la bouche, durant son temps de travail.
3. FiT! Fast Bite a un maximum de temps de prise 1:30 min. (du début du mélange)

Prise d'empreinte:

FiT! Fast Bite peut être utilisé pour remplacer un «putty» traditionnel lors de prise d'empreintes partielles.

ATTENTION!

Ne pas utiliser le matériau FiT! Fast Bite lors de la prise d'empreinte d'une arcade complète en raison de sa dureté «Shore» très élevée.

Remarque:

1. Laisser le matériau FiT! Fast Bite atteindre une température de 22°C (72°F) avant utilisation.
2. FiT! Fast Bite peut être désinfectée en la trempant dans une solution de glutaraldéhyde ou autre solution désinfectante appropriée. Respecter le mode d'emploi du fabricant.

Conditions d'entreposage:

Entreposer à une température ambiante. Entreposer à l'abri du soleil.

Responsabilité limitée:

Dans la mesure où une exclusion de responsabilité est légalement admissible, la société Synca Marketing Inc. n'endosse aucun responsabilité pour ce qui est de pertes ou de dégâts causés à la suite de l'utilisation de ce produit, qu'il s'agisse de dommages directs, indirects, particuliers, auxiliaires ou consécutifs, indépendamment de la situation juridique, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la préméditation.

Les informations fournies sur les produits FiT!® sont basées sur des recherches approfondies et une vaste expérience des applications technologiques. Les résultats sont fournis au mieux de notre connaissance et sont sujets à des modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits. Il est cependant nécessaire que les utilisateurs suivent et prennent en compte toutes les recommandations et les informations en rapport avec chaque utilisation.